

INDICE

ORTESIS DEL MIEMBRO INFERIOR

ARTICULACIONES DE TOBILLO

Articulación de tobillo simple	2
Articulación de tobillo con un retroceso	2
Articulación de tobillo con dos retrocesos	3
Pletina para estribo Suela de tunel para articulación de tobillo3	
Articulación de tobillo Kenzack	4
Articulación de tobillo con llave de acero	4

PIVOTES

Tubos de Pivotes, Accesorios	5
Barras para pivotes	6
Articulaciones para bota termoformada	7
Refuerzos de carbono	8
Elevadores de pie	8

ARTICULACIONES DE RODILLA

Articulaciones libres	9, 10
Articulaciones con cierre Suizo	10
Articulaciones con cierre de anilla	11
Kit de articulación SPL Basko	12

PLETINAS

Pletinas para atornillado y pegado	13
Pletinas para remachado	13

BANDAS

HERRAJES DE RODILLA

Herrajes de rodilla libres	15
Herrajes de rodilla con cierre Suizo	15
Herrajes de rodilla con cierre de anilla	16, 17
Herrajes de rodilla Lerman	18
KCO con 4 topes de flexión y 2 topes de extensión	18
Articulaciones y bandas de rodilla de plástico	19

HERRAJES DE CADERA

Herrajes de cadera libres, de acero, para niños	20
Herrajes de cadera con cierre de anilla, de acero, para niños 20	
Herrajes de cadera con horca de articulación doble, de acero20	
Herrajes de cadera libres para abducción 35°, de aluminio (Atlanta)	21
Herrajes de cadera policéntricas en abducción 15°, de aluminio (THR)	21
Herrajes de cadera con cierre por anillo, para bloqueo en extensión, de acero	21
Herrajes de cadera con cierre por anillo, en posición de flexión y de extensión, de aluminio	22
Herrajes de cadera de retraso iliaco con cierre desmontable de anillo de bolas, de acero	22
Herrajes de cadera con retraso iliaco con cierre fijo de anillo de bolas, de acero	22

ORTESIS FCP DE CARBONO

Barras de carbono para FCP	23, 24
Bandas de carbono para FCP	25
Clips de carbono para FCP	26
Pegamento para FCP	26
Remaches y ojetes para FCP	26
Manuales técnicos para FCP	26
Vidéos para FCP	26
Herramientas para fabricación de FCP	27
Herramientas para tomar medidas y dibujar FCP	28

ORTESIS CDO

.....	29
-------	----

ORTESIS DEL MIEMBRO SUPERIOR

Herrajes para órtesis dinámica del codo	32
Kit para órtesis toraco-braquial	33
Plásticos de baja temperatura	34

ORTESIS DEL TRONCO

CORSES PARA ESCOLIOSIS

Kit para corsé Lionés	36
Componentes para corsé Lionés	37
Kit para corsé de Milwaukee	38, 39
Corsé de Boston	40
Accesorios para corsé de Boston	41

CORSE ANTICIFOSIS

Accesorios	43
------------------	----

CORSES DE SUSTENTACION

Corsé Flexaform	44
Corsé Lomboform	44

MINERVA

.....	45
-------	----

COLLARES CERVICALES

.....	46
-------	----

ASIENTO POSTURAL

SIDO	48
Accesorios para asiento postural	49, 50



REGRESO A LA PAGINA DE BIENVENIDA



HANDICAP TECHNOLOGIE

PROTEOR

INDICE POR REFERENCIAS

2B001090 – Media suela de acero	5
2B001110 – Media suela de acero	5
2B006-D... – tubo de pivote sobre suela de acero	5
2B006-G... – tubo de pivote sobre suela de acero	5
2B008-D... – tubo de pivote sobre suela de acero	5
2B008-G... – tubo de pivote sobre suela de acero	5
2B0301 – Barra recta con pivote	6
2B0311 – Barra recta con pivote	6
2B0401 – Barra recta con pivote	6
2B0411 – Barra recta con pivote	6
2B0504 – tubo de pivote	5
2B0604 – tubo de pivote	5
2B0701 – Barra corta con pivote	6
2B0801 – Barra corta con pivote	6
2B0901 – Barra corta con pivote	6
2B10001 – Barra recta con pivote articulado	6
2B10005 – Barra recta con pivote articulado	6
2B1001 – Barra corta con pivote	6
2B10101 – Barra recta con pivote articulado	6
2B10105 – Barra recta con pivote articulado	6
2B10601 – Barra recta con pivote articulado	6
2B10605 – Barra recta con pivote articulado	6
2B10701 – Barra recta con pivote articulado	6
2B10705 – Barra recta con pivote articulado	6
2B1106 – Tope con regulacion de Perlstein	5
2B1110 – Tope con regulacion de Perlstein	5
2B1206 – Tope con regulacion de Perlstein	5
2B1210 – Tope con regulacion de Perlstein	5
2B2111 – Barra recta con pivote telescópico	6
2B2211 – Barra recta con pivote telescópico	6
2B2304 – Barra recta con pivote articulado	6
2B2404 – Barra recta con pivote articulado	6
2C011 – Articulación de tobillo Klenzack	4
2C012 – Articulación de tobillo Klenzack	4
2C013-D – Placa de pie para Klenzack	4
2C013-G – Placa de pie para Klenzack	4
2C014-D – Placa de pie para Klenzack	4
2C014-G – Placa de pie para Klenzack	4
2C04 – Articulación de tobillo con llave de acero	4
2C0401 – Barra para pierna	4
2C0403 – Barra para estribo	4
2C05 – Articulación de tobillo con llave de acero	4
2C0501 – Barra para pierna	4
2C0503 – Barra para estribo	4
2C06 – Articulación de tobillo con llave de acero	4
2C0601 – Barra para pierna	4
2C0603 – Barra para estribo	4
2C07 – Articulación de tobillo con llave de acero	4
2C0701 – Barra para pierna	4
2C0703 – Barra para estribo	4
2C08 – Articulación de tobillo con llave de acero	4
2C0801 – Barra para pierna	4
2C0803 – Barra para estribo	4

2C093 – Articulación Tamarack®	7
2C095-L – Kit de articulación Dorsiflex	7
2C096-L – Kit de articulación PDC	7
2C098 – Kitde articulaciónOklahoma®	7
2C099 – Tope de extensión	7
2C130 – Articulación flexible	7
2C131 – – Articulación flexible	7
2C132 – Articulación de tobillo libre	2
2C133 – Articulación de tobillo libre	2
2C134 – Articulación de tobillo con 1 retroceso	2
2C135 – Articulación de tobillo con 1 retroceso	2
2C136 – Articulación de tobillo con 1 retroceso	2
2C137 – Articulación de tobillo con 2 retrocesos	3
2C138 – Articulación de tobillo con 2 retrocesos	3
2C146 – Articulación de tobillo libre	2
2C147 – Articulación de tobillo libre	2
2C148 – Articulación de tobillo con 1 retroceso	2
2C149 – Articulación de tobillo con 1 retroceso	2
2C150 – Articulación de tobillo con 1 retroceso	2
2C151 – Articulación de tobillo con 2 retrocesos	3
2C152 – Articulación de tobillo con 2 retrocesos	3
2C51 – Barra para estribo	2, 3
2C52 – Barra para estribo	2, 3
2C53 – Barra para estribo	3
2C54-D – Suela con tunel	3
2C54-G – Suela con tunel	3
2H02 – Herraje con cierre de anilla para niños	16
2H03 – Herraje de rodilla libre, para niños	15
2H100-D – Kit de articulaciónSPL Basko	12
2H100-G –Kit de articulación SPL Basko	12
2H24 – KCO 18	
2J01 – Herraje de rodilla libre, para adultos	15
2J03 – Herraje de rodilla libre, para adultos	15
2J101 – Herraje de rodilla con cierre de anilla	17
2J102 – Herraje de rodilla con cierre de anilla	17
2J11 – Herraje de rodilla con cierre Suizo	15
2J13 – Herraje de rodilla con cierre Suizo	15
2J51 – Herraje de rodilla con cierre Suizo	15
2J53 – Herraje de rodilla con cierre Suizo	15
2J60-L – Herraje de rodilla Lerman	18
2J60-S – Herraje de rodilla Lerman	18
2K140 – Par de articulaciones con cierre	10
2K14030 Articulación externa	10
2K14031 – Articulación interna	10
2K14032 – Articulación externa	10
2K14033 – Articulación interna	10
2K14034 – Articulación externa	10
2K14035 – Articulación interna	10
2K14036 – Articulación externa e interna	10
2K14040 – Articulación externa	10
2K14041 – Articulación interna	10
2K14042 – Articulación externa	10
2K14043 – Articulación interna	10

2K14044 – Articulación externa	10
2K14045 – Articulación interna	10
2K14046 Articulación externa e interna	10
2K141 – Par de articulaciones con cierre	10
2K142 – Par de articulaciones con cierre	10
2K143 – Par de articulaciones para rodilla libre	10
2K144 – Par de articulaciones para rodilla libre	10
2K145 – Par de articulaciones para rodilla libre	10
2K146 – Par de articulaciones con cierre	10
2K147 – Par de articulaciones para rodilla libre	10
2K81 – Par de articulaciones de rodilla con cierre de anilla	11
2K8110 – Articulación externa	11
2K8111 – Articulación interna	11
2K82 – Par de articulaciones de rodilla con cierre de anilla	11
2K8210 – Articulación externa	11
2K8211 – Articulación interna	11
2K83 – Par de articulaciones de rodilla con cierre de anilla	11
2K8310 – Articulación externa	11
2K8311 – Articulación interna	11
2K84 – Par de articulaciones de rodilla con cierre de anilla	11
2K8410 – Articulación externa	11
2K8411 – Articulación interna	11
2K85 – Par de articulaciones de rodilla con cierre de anilla	11
2K8510 – Articulación externa	11
2K8511 – Articulación interna	11
2K86 – Par de articulaciones de rodilla con cierre de anilla	11
2K8610 – Articulación externa	11
2K8611 – Articulación interna	11
2M01 – Juego de pletinas de aluminio	13
2M03 – Juego de pletinas de aluminio	13
2M05 – Juego de pletinas de aluminio	13
2M07 – Juego de pletinas de aluminio	13
2M130 – Juego de barras de carbono	24
2M13001 – Barra sola de carbono	24
2M13002 – – Barra sola de carbono	24
2M13011 – – Barra sola de carbono	24
2M13012 – – Barra sola de carbono	24
2M131 – Juego de barras de carbono	24
2M13112 – – Barra sola de carbono	24
2M135 – Juego de barras de aluminio	13
2M136 – Juego de barras de acero	13
2M140 – Juego de barras de carbono	24
2M14001 – Barra sola de carbono	24
2M14002 – Barra sola de carbono	24
2M14011 – Barra sola de carbono	24
2M14012 – Barra sola de carbono	24
2M141 – Juego de barras de carbono	24
2M14112 – Barra sola de carbono	24
2M145 – Juego de barras de aluminio	13
2M146 – Juego de barras de acero	13
2M150 – Juego de barras de carbono	24
2M15001 – Barra sola de carbono	24
2M15002 – Barra sola de carbono	24



INDICE POR REFERENCIAS

2M15011 – Barra sola de carbono	24
2M15012 – Barra sola de carbono	24
2M151 – Juego de barras de carbono	24
2M15112 – Barra sola de carbono	24
2M155 – Juego de barras de aluminio	13
2M16420 – Clips carbono para órtesis FCP	26
2M16430 – Clips carbono para órtesis FCP	26
2M18530 – Clips carbono para órtesis FCP	26
2M18540 – Clips carbono para órtesis FCP	26
2M22630 – Clips carbono para órtesis FCP	26
2M22640 – Clips carbono para órtesis FCP	26
2N01 – Herraje de cadera para niños	20
2N03 – Herraje de cadera con cierre de anilla, para niños	20
2N05 – Herraje de cadera con cierre de anilla, para niños	20
2N10 – Herraje de cadera con horca	20
2N11 – Herraje de cadera con horca	20
2N12 – Herraje de cadera libre, abducción 35°	21
2N1210 – Arandela	21
2N1211 – Placa de control	21
2N13 – Herraje de cadera libre, abducción 35°	21
2N1310 – Arandela	21
2N1311 – Placa de control	21
2N14-D – Herraje de cadera, abducción 15°	21
2N14-G – Herraje de cadera, abducción 15°	21
2N15 – Herraje de cadera con retraso iliaco	22
2N16 – Herraje de cadera con retraso iliaco	22
2N17 – Herraje de cadera con retraso iliaco	22
2N18 – Herraje de cadera con retraso iliaco	22
2P10 – Banda de carbono recta	25
2P102 – Banda de carbono en S	25
2P106 – Banda de carbono en S	25
2P112 – Banda de carbono en S	25
2P116 – Banda de carbono en S	25
2P12 – Banda de carbono recta	25
2P150-L.. – Material para bandas	14
2P150-S.. – Material para bandas	14
2P151-L.. – Material para bandas	14
2P151-S.. – Material para bandas	14
2P160-L.. – Material para bandas	14
2P160-S.. – Material para bandas	14
2P161-L.. – Material para bandas	14
2P161-S.. – Material para bandas	14
2P170-L.. – Material para bandas	14
2P170-S.. – Material para bandas	14
2P171-L.. – Material para bandas	14
2P171-S.. – Material para bandas	14
2P20 – Banda de carbono recta	25
2P22 – Banda de carbono recta	25
2P30 – Banda de carbono inclinada	25
2P32 – Banda de carbono inclinada	25
2P40 – Banda de carbono inclinada	25
2P42 – Banda de carbono inclinada	25
2P50 – Banda de carbono inclinada	25

2P52 – Banda de carbono inclinada	25
2P54 – Banda de carbono inclinada	25
2P56 – Banda de carbono inclinada	25
2P60 – Banda de carbono en S	25
2P62 – Banda de carbono en S	25
2P64 – Banda de carbono en S	25
2P66 – Banda de carbono en S	25
2P70 Banda de carbono en S	25
2P72– Banda de carbono en S	25
2P74 – Banda de carbono en S	25
2P76 – Banda de carbono en S	25
2P80 – Banda de carbono en S	25
2P82 – Banda de carbono en S	25
2P84 – Banda de carbono en S	25
2P86 – Banda de carbono en S	25
2S16001 – Tensores elásticos para CDO	29
2S16002 – Tensores elásticos para CDO	29
2S16003 – Tensores elásticos para CDO	29
2S16201 – Hoja de medidas y para trazado	29
2T11 Herrajes de rodilla con cierre de anilla	16
2T111 – Lado con cierre	16
2T112 – Lado sin cierre	16, 17
2T12 – Herrajes de rodilla con cierre de anilla	16
2T121 – Lado con cierre	16
2T122 – Lado sin cierre	16, 17
2T15 – Herrajes de rodilla de anilla	16
2T151 – Lado con cierre	16
2T152 – Lado sin cierre	16, 17
2T16 – Herrajes de rodilla de anilla	16
2T161 – Lado con cierre	16, 17
2T162 – Lado sin cierre	16, 17
2T21 – Herrajes de rodilla plano sobre plano	16
2T211 – Lado con anillo	16
2T22 – Herrajes de rodilla plano sobre plano	16
2T221 – Lado con anillo	16
2T25 – Herrajes de rodilla plano sobre plano	16
2T251 – Lado con anillo	16
2T26 – Herrajes de rodilla plano sobre plano	16
2T261 – Lado con anillo	16
2T31 – herraje de rodilla con flexión regulable	17
2T311 – Lado con anillo	17
2T312 – Lado sin anillo	16
2T32 – herraje de rodilla con flexión regulable	17
2T321 – Lado con anillo	17
2T322 – Lado sin anillo	16
2T35 – herraje de rodilla con flexión regulable	17
2T351 – Lado con anillo	17
2T352 – Lado sin anillo	16
2T36 – herraje de rodilla con flexión regulable	17
2T361 – Lado con anillo	17
2T362 – Lado sin anillo	16
2T41 – Herraje de cadera con cierre de anilla	21
2T42 – Herraje de cadera con cierre de anilla	21

2T45 – Herraje de cadera con cierre de anilla	21
2T46 – Herraje de cadera con cierre de anilla	21
2T53 – Herraje de cadera con cierre, en flexión y en extensión	22
2T54 – Herraje de cadera con cierre, en flexión y en extensión	22
2T57 – Herraje de cadera con cierre, en flexión y en extensión	22
2T58 – Herraje de cadera con cierre, en flexión y en extensión	22
2X102 – Insertos de carbono adhesivos	8
2X103 – Insertos Polycar-C®	8
2X104 – Polycar-C® pre cortado	8
2X114 – Kit de cierre de rodilla: arco y tope	10
2Y010 – CDO sin pie	29
2Y011 – CDO con pie	29
2Y012 – órtesis de pie (sola)	29
3J03 Herrajes de brazo de horquilla simple	32
3J20 – Herraje libre para brazo	32
4A10 Tornillos para Milwaukee	39
4A16 – Pletina para Milwaukee	38, 39
4A17 –Pletina para Milwaukee	38, 39
4A19 – Tornillos para Milwaukee	38, 39
4A22 – Pletina para Milwaukee	38, 39
4A23 – Pletina para Milwaukee	38, 39
4A25 – Placa transversal para Milwaukee	38, 39
4A35 – Kit de collarín para Milwaukee	39
4A36 – Kit de collarín para Milwaukee	39
4A50 – Kit de collarín para Milwaukee	39
4A90 – Kit completo para corsé de Milwaukee	38
4A91 – Kit completo para corsé de Milwaukee	38
4A92 – Kit completo para corsé de Milwaukee	38
4C01 – Bisagra	42
4C03 – Placa de apoyo esternal	36, 37
4C06 – Placa de unión	36, 37
4C07 – Placa de unión	36, 37
4C11 – Barras de unión	37
4C14 – Piezas de fijación	
4C15 – Barra para corsé Lionés	36, 37
4C16 – Barra para corsé Lionés	36, 37
4C17 – Barra para corsé Lionés	36, 37
4C18 – Barra para corsé Lionés	36, 37
4C19 – Componentes para corsé de apertura rápida	37
4C21 – Bisagra	36, 37
4C25 – Bisagra	36, 37
4C28 – Bisagra	36, 37
4C31 – Placa de unión	36, 37
4C33 Componentes para corsé de apertura rápida	37
4C37 Componentes para corsé de apertura rápida	37
4C41 – Barra para corsé Lionés	37
4C42 – Barra para corsé Lionés	37
4C43 – Barras de unión	37, 42
4C44 – Barras de unión	36, 37, 42
4C45 – Componentes para órtesis anti cifosis	42
4C46 – Componentes para órtesis anti cifosis	42
4C49 – Componentes para órtesis anti cifosis	42
4C51 – Componentes para órtesis anti cifosis	42



INDICE POR REFERENCIAS

4C53 – Barras de unión	37, 42
4C55 – Placa de unión	36, 37
4C60 – Componentes para órtesis anti cifosis	42
4C66 – Placa de apoyo external	37, 42
4C67 – Placa de apoyo external	43
4C68 – Placa de apoyo external	43
4C69 – Placa de apoyo external	43
4C80 – Bisagra	37, 41
4C81 – Placa de unión	37, 42
4C83 – Barras de unión	37, 42
4C84 – Barras de unión	37, 42
4C90 – Bisagra “Berckoise”	43
4C9009 – Botón de cierre para “berckoise”	43
4C98 – Kit completo para corsé Lionés	36
4C99 – Kit completo para corsé Lionés	36
4D01... – Corsé de Boston, 0° de lordosis	40
4D02A – Contera de plástico anterior	41
4D02P – Contera de plástico posterior	41
4D03A – Refuerzo anterior	41
4D03P – Refuerzo posterior	41
4D101 – Cojinete para el trocánter	41
4D102 – Cojinete para el trocánter	41
4D104 – Cojinete E.I.A.S.	41
4D105 – Cojinete E.I.A.S.	41
4D108 – Cojinete E.I.A.S.	41
4D109 Cojinete E.I.A.S.	41
4D11... – Corsé de Boston, 15° de lordosis	40
4D110 – Cojinete lumbar	41
4D111 – Cojinete lumbar	41
4D114 – Cojinete lumbar	41
4D115 – Cojinete lumbar	41
4D116 – Cojinete torácico	41
4D117 – Cojinete torácico	41
4D120 – Cojinete torácico	41
4D121 – Cojinete torácico	41
4D122 – Cojinete anterior lumbar	41
4D124 – Cojinete anterior lumbar	41
4D126 – Cojinete torácico anterior	41
4D128 – Cojinete torácico anterior	41
4D130 – Cojinete abdominal	41
4D131 – Cojinete abdominal	41
4D30 – Goniómetro	41
4E02 – Módulo para corsé Flexaform	44
4E11 – Módulo para corsé Lomboform	44
4E41 – Minerva	45
4E42 – Minerva	45
4E43 – Cojinete de mentón	45
4E44 – Cojinete de mentón	45
4E45 – Fundas acolchadas para Minerva	45
4F001D/G – Pasador de bloqueo con cable	43, 50

4X010 – Cincha para Boston	41
4X011-L45 – Cincha para Boston	41
4X011-L70 – Cincha para Boston	41
5B250 Escuadra de trazado	28
5G2706 – Pinza para papel	27
5G403 – Kit 2 émbolos suplementarios	27
5G40-A – Mesa de conformación para FCP	27
5G41-10 – 5 hojas de trazado	28
5G41-11 – 5 hojas acartonadas	28
5G41-20 – Pasador de fijación	27
5G41-21 – 10 tornillos de fijación	27
5G41-23 – Cuña de 0,5 mm	27
5G4160 – Eje de alineamiento	27
5G4169 – Plantilla de trazado para articulaciones de rodilla	28
5G4170 – Eje de centrado	27
5G4171 Herramienta de montaje para articulaciones 2K 9	
5G4172 – Plantilla de trazado para articulaciones de tobillo	28
5G4198 – Kit de ajuste de alineamiento de las barras	27
5G44 – Soporte para mesa	27
5H01 – Calce para talón pequeño	28
5H02 – Calce para talón grande	28
5H05 – Centrador para la rodilla	28
5W051 Tornillos para corsé de Milwaukee	38, 39
5W052 – Tornillos para corsé de Milwaukee	38, 39
5W053 – Tornillos para corsé de Milwaukee	38, 39
5W054 – Tornillos para corsé de Milwaukee	38, 39
5W055 – Tornillos para corsé de Milwaukee	38, 39
5W056 – Pieza de unión	36, 37, 42
6A40 – Collar cervical	46
6A50 – Collar cervical regulable	46
6A51 – Collar cervical regulable	46
6A52 – Collar cervical regulable	46
6C96 – Kit de fabricación	19
6C97 – Cierre de rodilla	19
6C98 – Cojinetes condilíanos	19
6C99 – Par de barras con articulación de rodilla de plástico policéntrica	19
6D05010 – Soporte para brazo	33
6D05020 – Herraje de hombro	33
6D05040 – Cinchas y tornillos	33
6D05050 – Mecanismo de elevación	33
6E30 – Elevador de pie	8
9Z001010 – Kit soporte de pies	49
9Z001020 – Kit soporte de mesita	49
9Z001030 – Pieza de fijación circular	50
9Z001040 – Angulo para base	50
9Z001050 – Dispositivo para inclinación	50
9Z001060 – Dispositivo para inclinación	49
9Z001070 – Retroceso para cinta de hombro	50
9Z001080 – Kit ajustable para soporte de cabeza	49

9Z001085 – Placa de fijación	50
9Z001090 – Placa para roblar	50
9Z001091 – Barra para soporte de cabeza (duraluminio)	50
9Z001092 – Barra para soporte de cabeza (acero)	50
9Z001093 – Alargador para bipedestador	50
9Z001110 – Mesita para corsé asiento	49
9Z001120 – Mesita para corsé asiento	49
9Z001130 – Mesita para corsé asiento	49
9Z001140 – Mesita para corsé asiento	49
9Z001200 – Base para soporte inclinable para corsé-asiento	50
9Z005-D/G – Apoyo sub clavicular para pasador de bloqueo con cable	49
9Z007012 – Kit cuña abductora amovible	49
9Z009 – Kit Sido	48
9Z010 – Barras de bloqueo para Sido	48
9Z011 – Realce de calce del asiento	48
KE008 – Ojete para órtesis FCP	11, 13, 26
KE054 – Remache para órtesis FCP	11, 13, 26
KRZFS4016 – Remache de unión	13
MAN0007 – Manual técnico CDO (medidas y molde)	29
MAN0008 – Manual técnico CDO (aplicación)	29
MAN0009 – Manual técnico CDO (prueba)	29
MAN0025 – Manual técnico FCP (francés)	26
MAN0025-E – Manual técnico FCP (inglés)	26
MAN0025-G – Manual técnico FCP (alemán)	26
MAN0025-S – Manual técnico FCP (español)	26
MAV001 – CD ROM (FCP)	26
MAV002 – VHS, francés (FCP)	26
MAV003 – VHS, inglés (FCP)	26
PL16016 – Turbocast, para órtesis de dedos y muñeca	34
PL16020 – Turbocast, para órtesis de dedos y muñeca	34
PL16130 – Turbocast, para órtesis de dedos y muñeca	34
PL16232 – Turbocast, para órtesis de dedos y muñeca	34
PL16332 – Turbocast, para órtesis de dedos y muñeca	34
PL16532 – Beachcast para órtesis dinámica	34
PL16632 – Beachcast para órtesis dinámica	34
PL17204 – Orthochoc	36, 42
PL17205 – Orthochoc	36, 42
WMCL4005Z – Tornillos para corsé de Milwaukee	38, 39
WMCL4008Z – Tornillos para corsé de Milwaukee	38, 39
WMCL4010Z – Tornillos para corsé de Milwaukee	38, 39
WMFB6010K – Tornillos para órtesis de tronco	42
XC062 – Pegamento Epoxy	26
XS4D04 – Varilla para soldar 3/1redonda	41



Simbología

R

Referencia



**Lado G=izquierdo
D=derecho**



L

Longitud



h

Altura



l

Anchura



e

Espesor



Peso



Color



Material

SS

Acero inoxidable

LA

Duraluminio



°C

**Temperatura de
calentamiento**

kit

Piezas sueltas



cm

Circunferencia

Ø

Diámetro

d

Distancia



Acondicionamiento



Conexión superior



Conexión inferior



Tamaño

XS

Extra chico

S

Chico

M

Mediano

L

Grande

XL

Extra grande





[YOUR ROAD
COMPANION]



HANDICAP TECHNOLOGIE

PROTEOR





ORTESIS DEL MIEMBRO INFERIOR



ARTICULACION DE TOBILLO SIMPLE

- Articulación externa recta : A
- Articulación interna curvada : B
- Aleación ligera

Las articulaciones 2C132 y 2C133 contienen una placa amovible que permite utilizar barras de 16x4 mm ó de 18x5 mm.



Referencia	Composición del kit	Tamaño de las barras	Estribo	Barra aconsejada
2C132	2 x A	16 x 4 mm 18 x 5 mm	2C51	2M135 2M145 2M130
2C133	A + B	16 x 4 mm 18 x 5 mm	2C51	2M131 2M140 2M141
2C146	2 x A	22 x 6 mm	2C51	2M155 2M150 2M151
2C147	A + B	22 x 6 mm	2C51	




ARTICULACION DE TOBILLO CON UN RETROCESO

- Articulación externa recta : A
- Articulación interna curvada : B
- Aleación ligera
- Fuerza de retroceso regulable

Las articulaciones 2C134 y 2C135 y 2C136 contienen una placa amovible que permite utilizar barras de 16x4 mm ó de 18x5 mm.

El reglaje de la fuerza de retroceso es fija para la flexión dorsal, pero puede ser modificado fácilmente para la flexión plantar



Referencia		Composición del kit	Tamaño de las barras	Estribo	Barra aconsejada
2C134		A + A	16 x 4 mm 18 x 5 mm	2C52	2M135 2M145 2M130
2C135		A + B	16 x 4 mm 18 x 5 mm	2C52	2M131 2M140 2M141
2C136		A + C	16 x 4 mm 18 x 5 mm	2C52	
2C148		A + A	22 x 6 mm	2C52	2M155 2M150 2M151
2C149		A + B	22 x 6 mm	2C52	
2C150		A + C	22 x 6 mm	2C52	





ARTICULACION DE TOBILLO CON 2 RETROCESOS



ARTICULACIONES DE TOBILLO

- Articulación externa recta :A
- Articulación interna curvada : B
- Aleación ligera

Fuerzas de retroceso regulables por separado




Referencia	Composición del kit	Tamaño de las barras	Estribo	Barra aconsejada
2C137	2 x A	16 x 4 mm 18 x 5 mm	2C53	2M135 2M145 2M130
2C138	A + B	16 x 4 mm 18 x 5 mm	2C53	2M131 2M140 2M141
2C151	2 x A	22 x 6 mm	2C53	2M155 2M150
2C152	A + B	22 x 6 mm	2C53	2M151




BARRA DE ESTRIBO SUELA DE TUNEL PARA ARTICULACION DE TOBILLO


Referencia	Articulación
2C51	Articulación libre
2C52	Articulación con 1 retroceso
2C53	Articulación con 2 retrocesos
2C54-D 2C54-G	Suela de tunel



2C51




2C52




2C53

Tamaño de la barra para el estribo



2C54-D
2C546





ARTICULACION DE TOBILLO KLENZACK

- Articulación de tobillo con elevador de pie regulable con resorte

Referencia	Largo de La barra	Largo estribo	Tamaño de la barra	Tamaño del estribo
2C011	320 mm Aluminio	100 mm	13,5 x 5,4 mm	16 x 3,3 mm
2C012	400 mm Aluminio	100 mm	14 x 5,4 mm	22 x 3,3 mm



2C011 2C012

Placa de pie para Klenzack

Referencia	Para
2C013-D 2C013-G	2C011
2C014-D 2C014-G	2C012

ARTICULACION DE TOBILLO CON LLAVE DE ACERO



2C05



2C0501

2C0503



2C0401

2C0403

Referencia del par	Largo de La barra	Largo estribo	Tamaño de la barra	Tamaño del estribo	1 barra de pierna sola	1 barra de estribo sola
2C04	200 mm	150 mm	14 x 3 mm	30 x 3 mm	2C0401	2C0403
2C05	200 mm	200 mm	16 x 4 mm	40 x 4 mm	2C0501	2C0503
2C06	200 mm	200 mm	18 x 5 mm	40 x 4 mm	2C0601	2C0603
2C07	200 mm	200 mm	16 x 4 mm	30 x 4 mm	2C0701	2C0703
2C08	200 mm	200 mm	18 x 5 mm	30 x 4 mm	2C0801	2C0803

• Media suela de acero

Referencia			
2B001090	90 mm	25 mm	2 mm
2B001110	110 mm	35 mm	



2B001090

2B001110

• Tubos de pivotes de acero

Referencia		Ø interior	Ø exterior
2B0504	100 mm	6 mm	9 mm
2B0604		8 mm	11 mm



2B0604

2B0504

• Tubos de pivotes soldados sobre suela de acero


Referencia		Ø interior
2B006-D080		6 mm
2B006-G080		
2B006-D090		90 mm
2B006-G090		
2B008-D090		8 mm
2B008-G090		
2B008-D110		110 mm
2B008-G110		



2B008-D90

• Tope excéntrico regulable de Perlstein de acero

Referencia	Ø interior	Kit
2B1110	6 mm	
2B1210	8 mm	
2B1106	6 mm	
2B1206	8 mm	




2B1210

2B1206

BARRAS PARA PIVOTES

• Barra recta con pivote de inox

Referencia	h	Tamaño de la barra	Ø
2B0301	390 mm	12 x 3 mm	6 mm
2B0311			
2B0401	450 mm	16 x 3 mm	8 mm
2B0411			



2B0301
2B0401

2B0311
2B0411

• Barra corta, recta o curvada, con pivote de inox (recto o curvado)

Referencia	h	Tamaño de la barra	Ø	
2B0901	90 mm	12 x 3 mm	6 mm	Curvada
2B0701				
2B1001	120 mm	16 x 3 mm	8 mm	recta
2B0801				




2B0901
2B1001

2B0701
2B0801

• Barra recta con alargador y pivote de inox

- *Permite calzar fácilmente el zapato*
- *Movilidad vertical*
- *Mejor apoyo sobre suelo irregular*

Referencia	h	Tamaño de la barra	Ø
2B2111	240 mm	16 x 3 mm	6 mm
2B2211		18 x 3 mm	8 mm



• Barra recta con pivote articulado de inox


- *Permite calzar fácilmente el zapato*
- *Movilidad de la articulación*

Referencia	h	Tamaño de la barra	Ø	Lado	
2B2304	85 mm	13 x 3 mm	6 mm	Barra reversible	9 x M4
2B10001		16 x 4 mm		Barra interna	4 x M4
2B10101		18 x 5 mm		Barra interna	
2B10005		16 x 4 mm		Barra externa	
2B10105		18 x 5 mm		Barra externa	
2B2404	85 mm	13 x 3 mm	8 mm	Barra reversible	9 x M4
2B10601		18 x 5 mm		Barra interna	4 x M4
2B10701		22 x 6 mm		Barra interna	
2B10605		18 x 5 mm		Barra externa	
2B10705		22 x 6 mm		Barra externa	

2B2304
2B2404

2B10001
2B10101
2B10601
2B10701

2B10005
2B10105
2B10605
2B10705



Articulación flexible

El kit contiene :


- 2 articulaciones (dureza 80 shore A)
- 2 dummies para termo conformar con sus fijaciones
- 4 tuercas
- 4 tornillos inox
- 1 rodaja para mantener las tuercas
- 1 tope

Referencia			
2C130	Adulto	49 x 14 mm	8 mm
2C131	Niño	42 x 11,7 mm	6,5 mm



Articulación Tamarack®


Referencia			Dummy de fabricación ② (pedir por separado)
2C093-P	S	32 mm	2C094-P
2C093-M	M	38 mm	2C094-M
2C093-L	L	45 mm	2C094-L



Kit de articulación Oklahoma®

Tope regulable en opción

Referencia		A x B mm
2C098-P	XS	51 x 24
2C098-S	S	67 x 25
2C098-M	M	83 x 32
2C098-L	L	95 x 38
2C098-XL	XL	101 x 45
2C099	Tope	



Kit de articulación PDC



Control de la flexión plantar y de la flexión dorsal

Referencia
2C096-L

Kit de articulación Dorsiflex

Retroceso de la flexión dorsal


Referencia
2C095-L



REFUERZOS DE CARBONO

• Insertos de carbono adhesivos

Referencia		 h	 l ^e			
2X102-S	S	110 mm	2 mm	C	10 g	1+1
2X102-M	M	130 mm			↓	
2X102-L	L	160 mm			↓	
2X102-XL	XL	180 mm			50 g	



• Insertos Polycar-C®

Referencia		 h	 l ^e			
2X103-S	S	110 mm	1,5 mm	C	10 g	1+1
2X103-M	M	130 mm	2,2 mm			
2X103-L	L	160 mm				
2X103-XL	XL	180 mm	3,2 mm		50 g	



• Polycar-C® precortado

Referencia			
2X104	C	15 g	X 1



ELEVADOR DE PIE

• Elevador de pie Incluye cincha

Referencia			 L	 h		
6E30-S		S	17 cm	27 cm	95 g	X 1
6E30-M		M	18 cm	28 cm	↓	
6E30-L		L	20 cm	31 cm	↓	
6E30-X		XL	23 cm	35 cm	175 g	






Art. Interna libre




Art. externa libre



Art. interna con cierre



Art. externa con cierre





VENTAJAS :

- Articulación de acero inoxidable
- La articulación interna tiene 2 alojamientos inclinables de $\pm 12^\circ$
- Adaptación muy precisa de la órtesis a la forma de la rodilla
- Utilizable tanto del lado derecho como del izquierdo (disminuye las referencias en el almacén)
- La fijación amovible de los alojamientos facilita el desmontaje.
- Las 2 articulaciones tienen un cierre con gatillo, que pueden utilizarse con un arco, para abrir con solo una mano, y usar una cincha de retroceso
- Fijación del arco con un tornillo
- Aunque el reglaje del enganche se hace en la fabrica, es posible recuperar el juego, gracias al tornillo del tope,
- Gracias a los tornillos laterales se puede hacer una ligera modificación del alineamiento en el plano sagital durante la fase de prueba.

HERRAMIENTA DE MONTAJE

Herramienta de montaje para articulaciones 2K



Referencia

5G4171







ARTICULACIONES LIBRES


ARTICULACIONES DE RODILLA

Referencia Kit	Tamaño de la barra	Articulación sola	
2K143	16 x 4 mm	2K14041 2K14040	Interna Externa
2K144	18 x 5 mm	2K14043 2K14042	Interna Externa
2K145	22 x 6 mm	2K14045 2K14044	Interna Externa
2K147	20 x 5 mm	2K14046 2K14046	Interna Externa



ARTICULACIONES CON CIERRE

Referencia Kit	Tamaño de la barra	Articulación sola	
2K140	16 x 4 mm	2K14031 2K14030	Interna Externa
2K141	18 x 5 mm	2K14033 2K14032	Interna Externa
2K142	22 x 6 mm	2K14035 2K14034	Interna Externa
2K146	20 x 5 mm	2K14036 2K14036	Interna Externa



Kit de cierre de rodilla : arco y tope

2 X114



10



HANDICAP TECHNOLOGIE

PROTEOR



2K81



2K8110

2K8111

• Articulaciones para barras de aluminio o de acero

Referencia Kit	 	 e	Composición del kit	
2K81		16 x 4 mm	2K8110 2K8111	Externa Interna
2K82			2K8210 2K8211	Externa Interna
2K83		18 x 5 mm	2K8310 2K8311	Externa Interna
2K84			2K8410 2K8411	Externa Interna
2K85		22 x 6 mm	2K8510 2K8511	Externa Interna
2K86			2K8610 2K8611	Externa Interna

KE054




Remaches para cinchas

KE008



Ojetes para bandas y clips





• SPL = Swing Phase Lock

Libre durante la fase de oscilación, cierre de seguridad durante la fase de apoyo
Indicaciones :

Indicaciones

- Paresía total o parcial del músculo cuadriceps debido a
 - esclerosis múltiple o enfermedades similares
 - paresia o parálisis periférica
 - miopatía
 - Inflamación nerviosa
 - Lesiones neurológicas
 - secuelas de poliomielitis

Contra indicaciones

- Flexo superior a 10°
- Paresia o parálisis central
- Contracción que limite los movimientos de la cadera

El paciente tiene que tener la capacidad de hyperextensión de cadera, y tener una flexión mínima de 10°


Referencia Kit	Lado
2H100-D	Derecho
2H100-G	Izquierdo

Kit de barras de aluminio

Referencia Kit			 l^e	Kit
2M135	480 mm	390 mm	16 x 4 mm	2 barras de muslo
2M145			18 x 5 mm	
2M155	560 mm	430 mm	22 x 6 mm	2 barras de pierna
2M07			20 x 5 mm	



Pegamento





Kit de barras de acero


Referencia Kit			 l^e	Kit
2M136	4	390 mm	16 x 4 mm	2 barras de muslo
2M146	480 mm		18 x 5 mm	2 barras de pierna

BARRAS DE ALUMINIO PARA REMACHAR

Referencia Kit			 l^e	Kit
2M01	480 mm	390 mm	16 x 4 mm	2 barras de muslo
2M03			18 x 5 mm	
2M05	580 mm	430 mm	20 x 5 mm	2 barras de pierna



Remaches para cinchas



Ojetes para bandas y clips



Remaches de unión






Aluminio	Acero inox	Acero semi-blando	 L		 le
2P150-S20	2P160-S20	2P170-S20	250 mm	20 mm	2 mm
2P151-S20	2P161-S20	2P171-S20			2,5 mm
2P150-L20	2P160-L20	2P170-L20	500 mm		2 mm
2P151-L20	2P161-L20	2P171-L20			2,5 mm
2P150-S25	2P160-S25	2P170-S25	250 mm	25 mm	2 mm
2P151-S25	2P161-S25	2P171-S25			2,5 mm
2P150-L25	2P160-L25	2P170-L25	500 mm		2 mm
2P151-L25	2P161-L25	2P171-L25			2,5 mm
2P150-S30	2P160-S30	2P170-S30	250 mm	30 mm	2 mm
2P151-S30	2P161-S30	2P171-S30			2,5 mm
2P150-L30	2P160-L30	2P170-L30	500 mm		2 mm
2P151-L30	2P161-L30	2P171-L30			2,5 mm
2P150-S40	2P160-S40	2P170-S40	250 mm	40 mm	2 mm
2P151-S40	2P161-S40	2P171-S40			2,5 mm
2P150-L40	2P160-L40	2P170-L40	500 mm		2 mm
2P151-L40	2P161-L40	2P171-L40			2,5 mm


Herrajes libres de aluminio para niños

Referencia	barras de muslo	barras de pierna	Tamaño de la barra	Ø mm	
2H03	350 mm	300 mm	13 x 5 mm	10	El par



Herrajes libres de aluminio para adultos


Referencia	barras de muslo	barras de pierna	Tamaño de la barra	Ø mm	
2J01	450 mm	360 mm	18 x 5 mm	26	El par
2J03		400 mm	22 x 5 mm	28	



HERRAJES DE RODILLA CON CIERRE SUIZO

Herrajes de acero inoxidable


Referencia	barras de muslo	barras de pierna	Tamaño de la barra	Ø mm	
2J51	470 mm	420 mm	18 x 5 mm	26	El par
2J53			20 x 5 mm	28	



2J11

Herrajes de aluminio

Referencia	barras de muslo	barras de pierna	Tamaño de la barra	Ø mm	
2J11	370 mm	350 mm	18 x 5 mm	26	El par
2J13			22 x 5 mm	28	



2J53





HERRAJES DE RODILLA CON CIERRE DE ANILLA


HERRAJES PARA RODILLA

Herrajes de aluminio con cierre de anilla para niños

Referencia	barras de muslo	barras de pierna	Tamaño de la barra	Ø mm	
2H02	350 mm	300 mm	13 x 5 mm	19	El par





B A



Herrajes de aluminio con cierre de anilla plano sobre plano

Referencia		barras de muslo	barras de pierna	Tamaño de la barra	Ø mm	Lado sin anilla	Lado con anilla
2T21		370 mm	350 mm	18 x 5 mm	26	2T312	2T211
2T22						2T322	2T221
2T25		470 mm	420 mm	22 x 6 mm	28	2T352	2T251
2T26						2T362	2T261



Herrajes de aluminio con cierre de anilla

Referencia		barras de muslo	barras de pierna	Tamaño de la barra	Ø mm	Lado sin anilla	Lado con anilla
2T11		370 mm	350 mm	18 x 5 mm	26	2T112	2T111
2T12						2T122	2T121
2T15		470 mm	420 mm	22 x 6 mm	28	2T152	2T151
2T16						2T162	2T161



HERRAJES DE RODILLA CON CIERRE DE ANILLA

- Cierre automático de anilla
- Bloqueo de la anilla con bola para marcha libre
- Protección del pantalón gracias al diseño de las articulaciones
- Aleación de alta calidad que permite la fabricación sin fractura
- Producto de calidad de costo económico

Referencia	barras de muslo	barras de pierna	Tamaño de la barra	
2J101	470 mm	420 mm	20 x 5 mm	El par

2J102 kit para montar por si mismo
(Se piden por lotes de 100 pares)

Referencia	barras de muslo	barras de pierna	Tamaño de la barra
2J102	470 mm	420 mm	20 x 5 mm



HERRAJES DE ALUMINIO CON CIERRE DE ANILLA Y FLEXION REGULABLE POR TORNILLO

Flexión regulable por tornillo



Referencia		barras de muslo	barras de pierna	Tamaño de la barra	Ø mm	Lado sin anilla	Lado con anilla
2T31		370 mm	350 mm	18 x 5 mm	26	2T112	2T311
2T32						2T122	2T321
2T35		470 mm	420 mm	22 x 6 mm	28	2T152	2T351
2T36						2T162	2T361




HERRAJES DE RODILLA LERMAN

HERRAJES DE RODILLA

- Regulación de la flexión hasta 105°

Referencia	barras de muslo	barras de pierna	Tamaño de la barra
2J60-S	540 mm	420 mm	16 x 5 mm
2J60-L	540 mm	420 mm	16 x 6 mm



KCO CON 4 TOPES DE FLEXION Y 2 TOPES DE EXTENSION

- Topes de flexión : 0°, 20°, 40°, 60°
- Topes de extensión : 0°, 20°
- Barras de acero

Referencia	
2H24	El par




- Barras termo conformables
- Permiten la instalación topes de flexión y extensión de la rodilla.
- Cierre para posición angular durante el periodo post-quirúrgico y rehabilitación.

Referencia	
6C99	El par




Cierre y cojinetes

Referencia	
6C97	Cierre
6C98	Cojinetes condilianos




Kit de fabricación

Referencia	
6C96	kit



Topes de flexión y extensión





HERRAJES DE CADERA

HERRAJES DE CADERA

Herraje de cadera de acero libre para niños

Referencia	barras de muslo	Tamaño Barra de muslo	Tamaño Barra superior
2N01	300 mm	16 x 4 mm	18 x 4 mm




Herraje de cadera de acero con cierre de anilla, para niños

Referencia	barras de muslo	Tamaño Barra de muslo	Tamaño Barra superior	
2N03	300 mm	16 x 4 mm	18 x 4 mm	Anilla libre
2N05	300 mm	16 x 4 mm	18 x 4 mm	Anilla con bola



Herraje de cadera de acero con horca, y doble articulación

Referencia	barras de muslo	Barra de muslo superior	Tamaño Barra de muslo
2N11	220 mm	228 mm	22 x 4 mm
2N10	220 mm	228 mm	24 x 6 mm




Herrajes de cadera de aluminio, libres para abducción 35° (ATLANTA)

Referencia		Tamaño Barra de muslo	Tamaño Barra superior	Ø mm
2N12	M	6 x 19 x 135 mm	6 x 19 x 76 mm	29
2N13	L	6 x 19 x 178 mm	8 x 24 x 90 mm	37

Piezas de repuesto

2N1210	2 x rondelas con muescas	2N12
2N1310	2 x rondelas con muescas	2N13
2N1211	1 x placa de control	2N12
2N1311	1 x placa de control	2N13




Herrajes de cadera de aluminio, policéntricas para abducción 15° (THR)

Referencia		Barras de muslo	Barra de muslo superior	Tamaño Barra de muslo
2N14		175 mm	1175 mm	16 x 6 mm
2N14				

Herrajes de cadera de acero, con cierre de anilla para bloqueo en extensión

Referencia			Tamaño Barra de muslo	Tamaño Barra superior	Ø mm
2T41		S	60 x 4 x 200 mm	18 x 5 x 83 mm	22
2T42					
2T45		L	60 x 5 x 250 mm	22 x 6 x 83 mm	26
2T46					







HERRAJES DE CADERA

HERRAJES DE CADERA

Herrajes de cadera de aluminio, con cierre de anilla para bloqueo en flexión y en extensión

Referencia			Tamaño Barra de muslo	Tamaño Barras de pierna	Ø mm
2T53		S	18 x 7 x 200 mm	60 x 7 x 100 mm	38
2T54					
2T57		L	22 x 8 x 250 mm	60 x 8 x 100 mm	42
2T58					



Herrajes de cadera de acero, con retraso iliaco, con cierre desmontable de anilla con bola

Referencia		Tamaño Barra de muslo	Tamaño Barra superior
2N16	S	26 x 4 x 280 mm	22 x 4 x 180 mm
2N15	L	28 x 5 x 350 mm	24 x 6 x 200 mm

Herrajes de cadera de acero, con retraso iliaco, con cierre no desmontable de anilla con bola

Referencia		Tamaño Barra de muslo	Tamaño Barra superior
2N18	S	25 x 4 x 280 mm	22 x 4 x 220 mm
2N17	L	28 x 5 x 350 mm	24 x 6 x 220 mm





La órtesis FCP es una órtesis completa de muslo, rodilla y pie ; modular de composito de carbono, fabricada a medida, gracias a un molde o un trazado

Su estructura permite obtener :

- una órtesis muy liviana y resistente
- cierta flexibilidad que protege las articulaciones fisiológicas

INDICACIONES

Todos los pacientes que necesitan una órtesis completa de muslo, rodilla y pie (lesiones de la rodilla asociadas o no a deficiencias del tobillo o parálisis flácidas, deficiencias musculares, ligamentarias u óseas)

Se puede montar con una órtesis de pie termo conformada, articulaciones de tobillo con estribo, o pivotes articulados.

Límites de uso :

- Flexo superior a 6°
- Recurvato superior a 6°
- Valgo/ varo superior a 6°
- Peso del paciente superior a 90 Kg

Elección de tamaño de las barras

tamaño de las barras	Peso máximo del paciente
16 x 4 mm	45 Kg
18 x 5 mm	65 Kg
22 x 6 mm	90 Kg


Casos particulares :

- FCP con anillo de apoyo isquiático
- FCP con estribo
- Paciente con andar de muy solicitante (ej. Secuelas de polio)

tamaño de las barras	Peso máximo del paciente
16 x 4 mm	35 Kg
18 x 5 mm	55 Kg
22 x 6 mm	80 Kg

• Muslo

• Pierna



Un kit se compone de 2 barras de muslo y 2 barras de pierna

Referencia kit			Barra (sola) a	Barra (sola) b	Barra (sola) c	Barra (sola) d
2M130		16 x 4 mm	2M13001	2M13011	2M13002	2M13012
2M131						2M13112
2M140		18 x 5 mm	2M14001	2M14011	2M14002	2M14012
2M141						2M14112
2M150		22 x 6 mm	2M15001	2M15011	2M15002	2M15012
2M151						2M15112


Precaución : Es preciso termo conformar las barras sobre la mesa 5G40-A, habiéndolas calentado 20 minutos en el horno a una temperatura de 170°

Nunca se debe calentar las barras con una pistola de calor

Ver página 17 del manual técnico FCP (MAN 0025-V03) para escoger el tipo de banda, según el forro, la distancia entre las barras, y la medida de la parte interna de la banda

Bandas en S

Banda superior de muslo



Referencia					
		 L	 ℓ	 h	Ø (mm)
2P64	2P60	130	30	65	30
2P66	2P62		40		
2P74	2P70	150	30	75	
2P76	2P72		40		
2P84	2P80	170	30	85	35
2P86	2P82		40		
2P106	2P102	100			
2P116	2P112	110			

Bandas inclinadas

Banda intermedia de muslo y pantorrilla



Referencia	 L	 ℓ	 h
2P30	90	30	45
2P32		40	
2P40	110	30	55
2P42		40	
2P50	130	30	65
2P52		40	
2P54	150		75
2P56	160		80

Bandas rectas

Banda inferior de pantorrilla



Referencia	 L	 ℓ	 h
2P10	70	20	55
2P12		30	
2P20	90	20	65
2P22		30	





CLIPS DE CARBONO PARA ORTESIS FCP


Escoger el tamaño del clip según

1- el tamaño de la barra (16, 18, 22)

2- la anchura de la banda (40, 30 ó 20 mm)

Los clips sirven para fijar las bandas a las barras, nunca se deben taladrar las barras

Usar el pegamento XC062



Referencia	 h	 l	 L
2M16420	16	4	20
2M16430	16	4	30
2M18530	18	5	30
2M18540	18	5	40
2M22630	22	6	30
2M22640	22	6	40

PEGAMENTO PARA FCP

XC062 Pegamento Epoxy 2 componentes



REMACHES Y OJETES PARA FCP

KE054 Remaches para cinchas

KE008 Ojetes para banda y clips


MANUALES TECNICOS

MAN0025	Francés
MAN0025-E	Inglés
MAN0025-G	Alemán
MAN0025-S	Español




VIDEOS SOBRE FCP

MAV001	CD ROM
MAV002	VHS francés
MAV003	VHS inglés




Este equipo permite la fabricación de la órtesis FCP.



Referencia	Descripción
5G40-A	Mesa de conformación (se debe conectar a una instalación de aire comprimido) 580 x 930 x 130 mm
5G44	Soporte para la mesa 580 x 930 x 1000 mm
5G403	Kit de 2 émbolos suplementarios

Referencia	Descripción
5G4170	Eje de centrado
5G4160	Eje de alineamiento

5G4170




5G4160



Accessoires

Referencia	Descripción
5G2706	Pinza para papel
5G41-20	Pasador de fijación
5G41-21	10 tornillos de fijación
5G41-23	Cuña de 0,5 mm
5G4198	Kit de ajuste de alineamiento de las barras

5G4198




5G41-20

5G41-23

5G41-21

5G2706



Es preciso seguir un curso para adquirir la mesa FCP





HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE MEDIDAS Y EL TRAZADO PARA FCP

ORTESIS DE CARBONO FCP




5H05



5H01




5H02



5G41-10

Plantilla de trazado para articulaciones de rodilla 2K




5G4169

Plantilla de trazado para articulaciones de tobillo 2C




5G41-11

5G4172



Escuadra para trazar



5B250

Referencia	Descripción
5H05	Centrador para la rodilla
5H01	Calce para talón pequeño
5H02	Calce para talón grande
5B250	Escuadra de trazado
5G41-10	5 hojas de trazado
5G41-11	5 hojas acartonadas
5G4169	Plantilla de trazado para articulaciones de rodilla
5G4172	Plantilla de trazado para articulaciones de tobillo





Fabricada a medidas
a partir de un molde
o de un trazado

INDICACIONES :

Se aconseja para
una rehabilitación
progresiva, de deficiencias
articulares y,
o musculares de la rodilla
o del pie



**Articulación libre en flexión,
asistida por tensores elásticos regulables**

2Y010	C.D.O. sin pie
2Y011	C.D.O. con pie
2Y012	Ortesis de pie sola


TENSOR ELASTICO PARA CDO

2S16001	Firme	Amarillo
2S16002	Normal	Morado
2S16003	Blando	Rojo



MANUAL TECNICO

MAN0007	Medida y molde
MAN0008	Aplicación
MAN0009	Ortesis de prueba



• Hoja de medida y
trazado

Referencia	
2S16201	x 5





[YOUR ROAD
COMPANION]




HANDICAP TECHNOLOGIE

PROTEOR



ORTESIS DEL MIEMBRO SUPERIOR





- Se recomiendan para lesiones que necesitan una inmovilización parcial o completa del brazo
- Ortesis fabricadas a partir de un molde de yeso, con articulaciones y estructura termo conformada



• Herrajes de brazo con montura simple

Referencia	 L	Ø			
3J03	600 mm	16 x 2,5 mm	SS	450 g	1 + 1

• Herrajes libres de brazo (PS6)

Referencia	 L	Ø			
3J20	600 mm	16 x 2,5 mm	SS	440 g	1 + 1



KIT PARA ORTESIS TORACO BRAQUIAL




ORTESIS DEL MIEMBRO SUPERIOR

Se utiliza el conjunto de las piezas y accesorios de este kit para unir entre sí las diferentes válvulas termo conformadas de tórax y de brazo, hechas a medida con un positivo moldeado sobre el paciente.

Se recomienda para la inmovilización de los ligamentos rotadores de hombro en caso de desgarre, o post quirúrgico, así como en caso de luxaciones de la articulación o de fractura del húmero.

Este kit se adapta sobre estructuras termo conformadas de polietileno tanto del lado derecho como del lado izquierdo



6D05010 :

- Soporte de brazo

6D05050 :


- Mecanismo de elevación

6D05020 :

- Herraje para hombro

6D05040 :

- Cinchas y tornillos




$$6D050 = 6D05010 + 6D05050 + 6D05020 + 6D05040$$






• TURBOCAST, para órtesis de brazo y hombro

Referencia							
PL16232	3,2 mm	900 mm	600 mm	60°C ↔ 65°C	piel		x 3
PL16332							




• BEACHCAST, para órtesis dinámicas

Referencia							
PL16532	3,2 mm	900 mm	600 mm	60°C ↔ 65°C	blanco		x 3
PL16632							



• TURBOCAST, para tablillas de dedo, de mano y de muñeca *Acabado : aterciopelado*

Referencia							
PL16016	1,6 mm		420 mm		blanco		x 3
PL16020	2mm	600 mm	440 mm	70°C ↔ 75°C			
PL16130	3 mm		450 mm		piel		




ORTESIS DE TRONCO



HÁNDICAP TECHNOLOGIE

PROTEOR

KIT PARA CORSE LIONES



Niños 4C99

Adolescentes 4C98

A	4C15	4C17	x 1
B	4C16	4C18	x 1
C	4C55		x 10
D	4C07		x 6
E	4C21		x 1
F	4C28		x 1
G	4C31		x 1
H	4C44		x 1
I	4C03		x 1
J	5W056		x 50
K	4C25		x 1

Plástico recomendado :
ORTHOCHOC : PL 17204 y PL 17205



Barras

Referencia		$\varnothing$ 5		
4C15	500 mm		1 x $\varnothing$ 5	LA
4C17	600 mm			
4C16	500 mm			
4C18	600 mm			
4C41	500 mm		2 x $\varnothing$ 5	x 1
4C42	600 mm			



Bisagras y placas de unión

Referencia			
4C06		100 mm	x 1
4C07			x 6
4C21	SS	80 mm	x 1
4C25			
4C28		110 + 80 mm	
4C31		170 mm	
4C80		45 mm	



Barras de unión

Referencia					
4C11	130	4 x Ø 1,2	4 x Ø 7,2	SS	x 1
4C43	300	7 x Ø 7,2	7 x Ø 7,2		
4C44	250				
4C53	120	7 x Ø 5,2	1 x Ø 5,2		x 2
4C83	300	7 x Ø 7,2	7 x Ø 5,2		x 1
4C84	250				




Apoyos externos

Referencia	$\varnothing$ M5			
4C03	x 2	60 mm	LA	x 1
4C66	x 6	105 mm	SS	



Piezas de unión

Referencia	$\varnothing$ M5			
4C14	x 2	100 mm	SS	x 1
4C55		60 mm		x 10
4C81	x 1	40 mm		x 2
5W056		6,5 mm	NI	x 50



Componentes para corsé de apertura rápida

Referencia		
4C19	 M5	x 1
4C33		
4C37	2 mm	



KIT COMPLETO PARA CORSE DE MILWAUKEE

Se escoge el kit según la anchura del collarín.



CORSES PARA ESCOLIOSIS



- kit completo para corsé de Milwaukee pequeño
- kit completo para corsé de Milwaukee mediano
- kit completo para corsé de Milwaukee grande

4A90	4A91	4A92	
4A02	4A38	4A51	x 1
4A08	4A43	4A55	
4A09	4A44	4A54	
	4A10		
4A11	4A45		
4A13	4A47		
	4A15		
	4A16		x 2
	4A17		
	5W053		
	4A19		
	4A22		x 1
	4A23		
	5W054		
	4A25		
	5W055		x 6
	5W051		x 4
	WMCL4008Z		x 2
	WMCL4010Z		x 3
	5W052		x 2
	WMCL4005Z		x 4



38



HANDICAP TECHNOLOGIE

PROTEOR




KIT PARA CORSE DE MILWAUKEE

**Kit
de collarín para
Milwaukee pequeño**

**Kit
de collarín para
Milwaukee mediano**

**Kit
de collarín para
Milwaukee grande**

Referencia		Referencia		Referencia	
4A35	Kit	4A36	Kit	4A50	Kit
A 4A02		A 4A38		A 4A51	
B 4A08	x 1	B 4A43	x 1	B 4A55	x 1
C 4A09		C 4A44		C 4A54	
D 4A13	x 1	D 4A47	x 1	D 4A47	x 1
E 4A11		E 4A45		E 4A45	
F 4A10	x 1	F 4A10	x 1	F 4A10	x 1
G 4A15	x 1	G 4A15	x 1	G 4A15	x 1
H 5W051	x 1	H 5W051	x 1	H 5W051	x 1
I 5W052	x 2	I 5W052	x 2	I 5W052	x 2




Barras y placas



Referencia	L	Ø		
4A16 4A17	500 mm	4 mm M4	SS	x 2 Barras posteriores
4A22 4A23	450 mm 400 mm		LA	x 1 Barras anteriores
4A25	180 mm	-		

Tornillos

Referencia	Ø		
4A19	-		x 2
4A10	M 5		x 1
5W051 5W052	M 3,5 x 8 M 3,5 x 10	SS	x 4
5W053 5W054	M 4		x 2
5W055		LT	x 10
WMCL4005Z WMCL4008Z WMCL4010Z	M 4 x 70	SS	x 6






Lordosis	Referencia		
0°	4D01-J1	40	54
	4D01-J2	42	58
	4D01-J3	45	62
	4D01-J4	47	64
	4D01-Y1	46	67
	4D01-Y1A	51	66
	4D01-Y2	47	71
	4D01-Y2A	55	72
	4D01-Y3	48	75
	4D01-Y3A	57	78
	4D01-Y4	51	79
	4D01-Y4F	57	80
	4D01-Y5	52	82
	4D01-Y5F	58	82
	4D01-Y6	56	84
	4D01-Y6A	63	84
	4D01-Y7	54	86
	4D01-Y7A	69	86
	4D01-Y7F	60	86
	4D01-Y8	56	88
	4D01-Y8A	72	90
	4D01-Y8F	64	88
	4D01-Y9	60	92
	4D01-Y9A	63	92
	4D01-Y9F	68	92

Lordosis	Referencia		
15°	4D11-J1	40	54
	4D11-J2	42	58
	4D11-J3	45	62
	4D11-J4	47	64
	4D11-Y1	46	67
	4D11-Y1A	51	66
	4D11-Y2	47	71
	4D11-Y2A	55	72
	4D11-Y3	48	75
	4D11-Y3A	57	78
	4D11-Y4	51	79
	4D11-Y4F	57	80
	4D11-Y5	52	82
	4D11-Y5F	58	82
	4D11-Y6	56	84
	4D11-Y6A	63	84
	4D11-Y7	54	86
	4D11-Y7A	69	86
	4D11-Y7F	60	86
	4D11-Y8	56	88
	4D11-Y8A	72	90
	4D11-Y8F	64	88
	4D11-Y9	60	92
	4D11-Y9A	63	92
	4D11-Y9F	68	92
	4D11-A1	62	94
	4D11-A2	70	94
	4D11-A2A	66	96
	4D11-A3	68	97
	4D11-A4	76	97

ACCESORIOS PARA CORSE DE BOSTON

- Los cojinetes de presión deben ser pegados en el interior del módulo para reducir la escoliosis
- Emplear cojinetes preformados permite ahorrar tiempo, y dar una adaptación y calidad perfectas
- Estos cojinetes se componen de una capa de espuma firme de 12 mm, cubierta de 3 mm de espuma blanda para el confort de la piel



• COJINETES DE BOSTON

1 - Espina iliaca antero-superior (E.I.A.S.)

Referencia			
4D104			S
4D105			
4D108			L
4D109			

2 - Trocanter

Referencia	
4D101	S
4D102	L

3 - Lumbar

Referencia			
4D110			S
4D111			
4D114			L
4D115			

4 - Anterior lumbar de derotación

Referencia		
4D122		
4D124		

5 - Abdominal

Referencia	
4D130	S
4D131	L

6 - Torácico

Referencia			
4D116			S
4D117			
4D120			L
4D121			

7 - Anterior torácico de derotación

Referencia	
4D126	S
4D128	L

CORSES PARA ESCOLIOSIS

• OTROS ACESORIOS

4D30	Goniómetro para módulos 0°
4D02A	Contera de plástico ANTERIOR
4D02P	Contera de plástico POSTERIOR
4D03A	Refuerzo de plástico para soldar ANTERIOR
4D03P	Refuerzo de plástico para soldar POSTERIOR
XS4D04	Varilla de soldadura 3/16 redonda

• CINCHAS PARA BOSTON





Referencia					
4X010		45 mm	blanco	TY	x 4
4X011-L45	25 mm		piel	CN	
4X011-L70		70 mm			




Plástico recomendado :
ORTHOCHOC : PL 17204 y PL 17205

• Bisagras

Referencia			L		
4C80	S	20 mm	SS	x 1	
4C01	M				




• Barras y placas de unión



• Piezas para articulaciones y apoyos

Referencia				
4C45			NI	4C46 + 4C51 + WMFB6010K
4C60				4C49 + 4C51 + WMFB6010K
4C46				x 1
4C49				x 2
4C51			SS	x 1
4C66	-	-	SS	x 1




Referencia		L		
4C43	300 mm	SS	x 1	
4C44	250 mm			
4C83	300 mm			
4C84	250 mm			
4C53	120 mm	SS	x 2	
4C81	40 mm			

• Tornillos par corsé



Referencia		
5W056	NI	x 50
WMFB6010K		x 100

• Bisagra tipo « Berckoise »




Referencia	Ø		
4C90	3 x M3	NI	x 1

• Botón de cierre para « Berckoise »




Referencia	Ø		
4C9009	2 x M3	NI	x 1

• Pasador de bloqueo con cable



Referencia					
4F001			180 mm	SS	x 1

• Barra y placas de apoyo esternal




Referencia					
4C67	L	145 mm	3 mm	LA	x 1
4C68	S	138 mm			
4C69	-	344 mm			

MODULO PARA CORSE FLEXAFORM


Ejemplo de producto acabado



Incluye forro de espuma



Módulo de 15° de lordosis

Referencia				
4E02-LS1	71	60	79	PE
4E02-LS2	76	65	82	
4E02-LS3	75	63	85	
4E02-LS4	82	69	87	
4E02-LS5	80	68	90	
4E02-LS6	88	75	92	
4E02-LS7	85	74	95	
4E02-LS8	94	83	97	
4E02-LS9	90	80	100	
4E02-LS10	99	87	102	
4E02-LS11	95	87	105	
4E02-LS12	104	93	107	

MODULO PARA CORSE LOMBOFORM

Ejemplo de producto acabado



Módulo de 15° de lordosis

Referencia				
4E11- 1H	66	51	71	PE
4E11- 1D	58	46		
4E11- 2H	71	71	76	
4E11- 2D	64	51		
4E11- 3H	76	71	81	
4E11- 3D	74	66		
4E11- 4H	84	76	86	
4E11- 4D	69	58		
4E11- 5H	89	81	91	
4E11- 5D	76	66		
4E11- 6H	94	86	97	
4E11- 6D	84	74		
4E11- 7H	99	91	102	
4E11- 7D	91	81		
4E11- 8H	109	87	109	
4E11- 8D	91	84		



Ventajas:

- *Kit completo*
- *Confortable gracias a los acabados acolchados y la flexibilidad de la estructura del torax*
- *Lavable*
- *Inmovilización del raquis cervical muy eficaz*
- *Liviana y anatómica*
- *Fácil de ajustar*
- *Compatible con una traqueotomía*

Referencia		d	
4E41	S	28 - 33 cm	x 1
4E42	M	33 - 41 cm	

**ACCESORIOS DE SUSTITUCION****Fundas acolchadas**

Referencia	
4E44	S
4E45	M

**Cojinete de mentón (Silicona)**

Referencia
4E43



COLLARES CERVICALES



Referencia		h	cm	
6A40-	S1	8 cm	25 → 30 cm	
	S2	10 cm		
	M1	8 cm	32 → 38 cm	PE
	M2	10 cm		
	L1	8 cm	40 → 45 cm	
	L2	10 cm		

COLLAR CERVICAL REGULABLE

Referencia	h	cm	
6A50	6 → 11 cm	25 → 30 cm	PE
6A51		32 → 38 cm	
6A52		40 → 45 cm	



CORSE ASIENTO



Si Dò





Ventajas :

- Se añade sobre una fabricación de corsé asiento clásica
- Permite los movimientos de translación horizontal, de flexión y extensión , y de rotación
- Permite regular la orientación y la fuerza del movimiento

• Kit SIDO



Referencia		
9Z009	1 266 g	x 1



• Barras de bloqueo

Referencia		
9Z010	40 g	x 1

Aparato terapéutico procurando una libertad de movimiento controlada, indispensable para el desarrollo del niño que construye su eje postural, asegurando al mismo tiempo una posición sentado ortopédica




• Calces de realce del asiento

Referencia		
9Z011	350 g	x 1






- Kit cuña de abducción amovible
9Z007012




- Kit soporte de pies
9Z001010




- Mesita
9Z001110 (400 x 500 x 8 mm)
9Z001120 (500 x 600 x 8 mm)
9Z001130 (600 x 700 x 8 mm)
9Z001140 (700 x 800 x 8 mm)



- Kit ajustable para soporte de cabeza
9Z001080



- Kit soporte de mesita
9Z001020



- Apoyo sub clavicular para pasador de bloqueo con cable derecho
9Z005-D




- Apoyo sub clavicular para pasador de bloqueo con cable izquierdo
9Z005-G



ACCESORIOS PARA CORSE ASIENTO

- Dispositivo para inclinación
9Z001060




- Dispositivo para inclinación
9Z001050



- Pasador de bloqueo con cable


4F001D : 
4F001G : 



- Pieza de fijación circular
9Z001030



- Base para soporte inclinable para corsé-asiento
9Z001200



- Retroceso de cinta de hombro
9Z001070



- Barra para soporte de cabeza
9Z001091 ( : LA)
9Z001092 ( : SS)



- Placa de fijación
9Z001085



- Angulo para base
9Z001040



- Placa para roblar
9Z001090



- Alargador para bipedestador
9Z001093



CORSE ASIENTO



50



HANDICAP TECHNOLOGIE

PROTEOR



NOTAS

MANIPULER TECHNOLOGIE
PROTEOR

MANIPULER TECHNOLOGIE
PROTEOR

MANIPULER TECHNOLOGIE
PROTEOR

IP350 PROTEOR



Jusqu'à 425 kg !
to 125 kg !

PROTEOR

NOUVEAU

PROTEOR



PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR

PROTEOR



PROTEOR

Jusqu'à 425 kg !
Up to 125 kg !

PROTEOR





Mise en pages et impression :
Imprimerie Darantiere (Dijon-Quetigny)
en août 2006

Dépôt légal : août 2006
N° d'impression : 26-0730

Imprimé en France





Tel. (Francia) : +33 (0)3 80 78 42 30

Tel. (Exportación) : +33 (0)3 80 78 42 10



Fax : +33 (0)3 80 78 42 15



PROTEOR

Handicap Technologie

6, rue de la Redoute

B.P. 37833

21078 DIJON Cedex - FRANCE



Francia : ht.france@proteor.com

Exportación : ht.orthopedie@proteor.com

página internet : www.proteor.com

Cualquier reproducción integral o parcial hecha sin el permiso de PROTEOR S.A. es ilícita (Art. L122.4 del Código de la Propiedad Industrial). Cualquier reproducción, fotocopia o pasaje debe recibir nuestro acuerdo por escrito. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones y/o mejoras sobre nuestros productos. Las indicaciones correspondientes a las características e ilustraciones son sin promesa de nuestra parte. La carta de servicios corresponde solamente para los productos con referencia en el catálogo. Este catálogo anula y remplace todas las ediciones anteriores al año 2006.





EQUIPOS COMPETENTES A SUS ORDENES



PROTEOR FABRICA...



...PROTEOR ENTREGA



RESPONDER A SUS NECESIDADES Líder francés de la ortopedia, PROTEOR ha desarrollado durante más de 90 años, para los técnicos ortopédicos, una gama completa de más de 4500 referencias dedicadas a la fabricación de aparatos ortopédicos a medida.

INVESTIGACION Y DESAROLLO siempre activos en el departamento de investigación, para asegurar la evolución permanente de nuestra gama de productos

TODOS LOS PRODUCTOS DE HANDICAP TECHNOLOGIE son conformes a las directivas europeas y a las condiciones de la Certificación Europea.

NORMAS DE CALIDAD La empresa PROTEOR tiene la certificación del organismo LNE G-EMED con normas ISO 9001, versión 2000.


DISEÑO E INSTALACION PERSONALIZADA DE TALLER ORTOPEDICO, gracias a nuestra gama de máquinas y equipo pensados por y para profesionales de la ortopedia

CONTRATISTA SUBSIDIARIO DE CUALQUIER TIPO de aparatos ortopédicos en nuestro taller de fabricación central

SERVICIO DESPUES DE VENTA para todos los productos.

PROTEOR es también un líder en la **CONCEPCION Y FABRICACION DE AYUDAS A LA AUTONOMIA**, como controles electrónicos, ayudas a la comunicación, acceso a la informática y conectadores

CURSOS Y AYUDA telefónica. Especialistas dedicados a la capacitación a nuestras tecnologías de fabricación de prótesis y órtesis.





YOUR ROAD
COMPANION



HANDICAP TECHNOLOGIE

PROTEOR

